

GEF Medica

Mini Bracciale 2 Tubi 33 X 9 Cm - 3-7 Anni

Codice GEF (SKU) 32823

Bracciali per sfigmomanometri: Modello: Mini cuff - 2 tubi - da 3 a 7 anni Dimensioni: 33 x h 9 cm Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciali per sfigmomanometri:
- Modello: Mini cuff - 2 tubi - da 3 a 7 anni
- Dimensioni: 33 x h 9 cm
- Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32823



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697