

GEF Medica

Bracciale Pediatrico 17-22 Cm per 32800-1

Codice GEF (SKU) 32825

Bracciale pediatrico opzionale per sfigmomanometro senza mercurio.

Optional per: • Cod. 32800 - SFIGMOMANOMETRO SENZA

MERCURIO - da tavolo • Cod. 32801 - SFIGMOMANOMETRO SENZA

MERCURIO - su carrello con vano bracciale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciale pediatrico opzionale per sfigmomanometro senza mercurio. Optional per:
- Cod. 32800 - SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO - da tavolo
- Cod. 32801 - SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO - su carrello con vano bracciale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32825

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697