

GEF Medica

Set 5 Mini Bracciali "2 Tubi" (32820-32824)

Codice GEF (SKU) 32826

Set di 5 bracciali per sfigmomanometri (codici: 32820 - 32821 - 32822 - 32823 - 32824) Modello: Mini cuff - 2 tubi Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Set di 5 bracciali per sfigmomanometri (codici: 32820 - 32821 - 32822 - 32823 - 32824)
- Modello: Mini cuff - 2 tubi
- Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32826**ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697