



Bracciale Pediatrico + Polmone 2 Tubi 35x11 Cm -nylon Nero

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32839

EAN / GTIN 8023279328394

Confezione 1

Bracciali calibrati - latex free - in nylon con polmone in TPU e tubo in PVC. - Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton... - Colore: nero - Modello: Bambini - Dim. cm: 35x11 - Circonferenza braccio: 19 - 26 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C99

EAN / GTIN

8023279328394

CODICE GEF

32839



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697