



Bracciale Obesi + Polmone 2 Tubi 62x17,5 Cm -nylon Nero

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32841**

EAN / GTIN **8023279328417**

Confezione **1**

Bracciali calibrati - latex free - in nylon con polmone in TPU e tubo in PVC. - Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton... - Colore: Nero - Modello: Adulti large - Dim. cm: 62x17,5 - Circonferenza braccio: 34 - 51 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C99

EAN / GTIN

8023279328417

CODICE GEF

32841



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697