



# Bracciale Adulti + Polmone 2 Tubi 49x15 Cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32843

EAN / GTIN 8023279328431

Confezione 1

Bracciali calibrati - latex free - in nylon con polmone in TPU e tubo in PVC. - Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton... - Colore: Blu - Modello: Adulti - Dim. cm: 49x15 - Circonferenza braccio: 26 - 40 cm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C99

EAN / GTIN

8023279328431

CODICE GEF

32843



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697