



Bracciale Adulti+polmone 1 Tubo 49x15cm Rosso

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32844**

EAN / GTIN **8023279328448**

Confezione **1**

Bracciali calibrati - latex free - in nylon con polmone in TPU e tubo in PVC. - Bracciale 1 tubo per Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Madrid, Ri-san, Precisa, Minimus... - Colore: Rosso - Modello: Adulti - Dim. cm: 49x15 - Circonferenza braccio: 26 - 40 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C99

EAN / GTIN

8023279328448

CODICE GEF

32844



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697