



Bracciale Pediatrico + Polmone 1 Tubo 35x11 Cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32846**

EAN / GTIN **8023279328462**

Confezione **1**

Bracciali calibrati - latex free - in nylon con polmone in TPU e tubo in PVC. - Bracciale 1 tubo per Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Madrid, Ri-san, Precisa, Minimus... - Colore: blu - Modello: Bambini - Dim. cm: 35x11 - Circonferenza braccio: 19 - 26 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C99

EAN / GTIN

8023279328462

CODICE GEF

32846



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697