



## Bracciale Adulti + Polmone 2 Tubi 49x15 Cm -nylon Nero

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32850**

EAN / GTIN **8023279328509**

Confezione **1**

Bracciali calibrati - latex free - in nylon con polmone in TPU e tubo in PVC. - Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton... - Colore: Nero - Modello: Adulti - Dim. cm: 49x15 - Circonferenza braccio: 26 - 40 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C99**

EAN / GTIN

**8023279328509**

CODICE GEF

**32850**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697