



Press San Guaina Igienica Sfigmomanometri

Codice GEF (SKU) **32858**

EAN / GTIN **8023279328585**

Confezione **1**

PRESSSAN® PROTEZIONE IGIENICA PER SFIGMOMANOMETRI - conf. da 10 Un accessorio pratico e igienico per proteggere la pelle dei pazienti durante l'utilizzo dello sfigmomanometro. Materiale: tessuto non tessuto bianco. Garantisce comfort e igiene. Adatto a tutti i tipi di sfigmomanometro o holter pressorio. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279328585

CODICE GEF

32858



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697