



Misuratore Di Pressione Microlife Watch Bp Home

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 32868

EAN / GTIN 4719003310509

Confezione 1

MICROLIFE WatchBP Home A (Uso Professionale) + SOFTWARE - rilevamento della fibrillazione atriale (aritmia cardiaca specifica) - linee guida ESH / AHA integrate per effettuare a casa misurazioni accurate e su cui il medico può fare affidamento - visualizza medie del mattino, della sera e numero totale di misurazioni - clinicamente testato (protocollo BHS) - tecnologia MAM (misura tripla automatica)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

4719003310509

CODICE GEF

32868



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697