


Connettore Metallico M-f



Codice GEF (SKU) **32870**

EAN / GTIN **8023279328707**

Confezione **1**

Connettore in metallo maschio-femmina

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279328707

CODICE GEF

32870



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697