


Connettore Metallico a Vite

Codice GEF (SKU) **32871**

EAN / GTIN **8023279328714**

Confezione **1**

Connettore in metallo a vite



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279328714

CODICE GEF

32871



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697