


Connettore Metallico a Baionetta



Codice GEF (SKU) **32872**

EAN / GTIN **8023279328721**

Confezione **1**

Connettore in metallo a baionetta

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279328721

CODICE GEF

32872



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697