



Polmone 2 Tubi - Verde

Codice GEF (SKU) **32875**

Accessori e ricambi sfigno: polmone 2 tubi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Accessori e ricambi sfigno: polmone 2 tubi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32875



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697