



Bracciale Erka Superb Doppio Tubo - Pediatrico

Codice GEF (SKU) 32877

EAN / GTIN 8023279328776

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI UNITI • Ragazzi •
Codice Erka: 025-26482 • Colore: verde • Dimensioni: 40 x 11,6 cm •
Circonferenza: 20,5 - 28 cm Compatibilità: Perfect Aneroid e Profi I
brac

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI UNITI
- Ragazzi
- Codice Erka: 025-26482
- Colore: verde
- Dimensioni: 40 x 11,6 cm
- Circonferenza: 20,5 - 28 cm Compatibilità: Perfect Aneroid e Profi I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279328776

CODICE GEF

32877



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697