

GEF Medica

Bracciale Erka Superb Doppio Tubo - Adulto - Verde

Codice GEF (SKU) 32878

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI UNITI • Adulto • Codice Erka: 025-20482 • Colore: verde • Dimensioni: 47 x 14,3 cm • Circonferenza: 27 - 35 cm Compatibilità: Perfect Aneroid e Profi I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI UNITI
- Adulto
- Codice Erka: 025-20482
- Colore: verde
- Dimensioni: 47 x 14,3 cm
- Circonferenza: 27 - 35 cm Compatibilità: Perfect Aneroid e Profi I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32878



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697