



Bracciale Premium Bebè + Polmone 1 Tubo in Tpu

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32886**

EAN / GTIN **8023279328868**

Confezione **1**

BRACCIALI PREMIUM grigio scuro - nylon - polmone TPU - chiusura velcro Realizzati in nylon 210D di alta qualità. Prova di durata fino a 10.000 cicli. - Bracciale 1 tubo per Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Madrid, Ri-san, Precisa, Minimus... - Modello: Bebè - Dim. cm: 7,5x26

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C99

EAN / GTIN

8023279328868

CODICE GEF

32886



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697