



## Bracciale Premium Bebè + Polmone 2 Tubi in Tpu

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32887**

EAN / GTIN **8023279328875**

Confezione **1**

BRACCIALI PREMIUM grigio scuro - nylon - polmone TPU - chiusura velcro Realizzati in nylon 210D di alta qualità. Prova di durata fino a 10.000 cicli. - Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton... - Modello: Bebè - Dim. cm: 7,5x26

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C99**

EAN / GTIN

**8023279328875**

CODICE GEF

**32887**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697