



Bracciale Premium Pediatrico + Polmone 2 Tubi in Tpu

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32889

EAN / GTIN 8023279328899

Confezione 1

BRACCIALI PREMIUM grigio scuro - nylon - polmone TPU - chiusura velcro Realizzati in nylon 210D di alta qualità. Prova di durata fino a 10.000 cicli. - Bracciale 2 tubi per Minor, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton... - Modello: Bambini - Dim. cm: 11x34,5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C99

EAN / GTIN

8023279328899

CODICE GEF

32889



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697