



# Bracciale Erka Superb Green 1 Tubo - Pediatrico

Codice GEF (SKU) **32891**

EAN / GTIN **4250296156769**

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO · Ragazzi · Codice Erka: 025-26493 · Colore: grigio · Dimensioni: 40 x 11,6 cm · Circonferenza: 20,5 - 28 cm Compatibilità: Switch e Kobold I bracciali Superb

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO
- Ragazzi
- Codice Erka: 025-26493
- Colore: grigio
- Dimensioni: 40 x 11,6 cm
- Circonferenza: 20,5 - 28 cm Compatibilità: Switch e Kobold I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4250296156769**

CODICE GEF

**32891**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697