



## Bracciale Erka Superb Green 1 Tubo - Adulto

Codice GEF (SKU) **32892**

EAN / GTIN **4250296150262**

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO • Adulto • Codice Erka: 025-26493 • Colore: grigio • Dimensioni: 47 x 14,3 cm • Circonferenza: 27 - 35 cm Compatibilità: Switch e Kobold I bracciali Superb son

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO
- Adulto
- Codice Erka: 025-26493
- Colore: grigio
- Dimensioni: 47 x 14,3 cm
- Circonferenza: 27 - 35 cm Compatibilità: Switch e Kobold I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
**4250296150262**

CODICE GEF  
**32892**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697