

GEF Medica

Cosciale Erka Superb Green 1 Tubo - Grigio

Codice GEF (SKU) 32894

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO • Cosciale • Codice Erka: 025-29493 • Colore: grigio • Dimensioni: 75 x 21,5 cm • Circonferenza: 42 - 54 cm Compatibilità: Switch e Kobold I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO
- Cosciale
- Codice Erka: 025-29493
- Colore: grigio
- Dimensioni: 75 x 21,5 cm
- Circonferenza: 42 - 54 cm Compatibilità: Switch e Kobold I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

**CODICE GEF
32894****ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697