

GEF Medica

Bracciale Erka Superb 1 Tubo - Pediatrico - Grigio

Codice GEF (SKU) 32896

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO • Bambini • Codice Erka: 025-27493 • Colore: grigio • Dimensioni: 30,3 x 9,1 cm • Circonferenza: 14 - 21,5 cm Compatibilità: Switch e Kobold I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO
- Bambini
- Codice Erka: 025-27493
- Colore: grigio
- Dimensioni: 30,3 x 9,1 cm
- Circonferenza: 14 - 21,5 cm Compatibilità: Switch e Kobold I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32896

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697