

GEF Medica

Bracciale Erka Superb 2 Green Tubi - Pediatrico - Verde per Erka Vario

Codice GEF (SKU) 32898

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI • Ragazzi • Codice Erka: 025-26481 • Colore: verde • Dimensioni: 40 x 11,6 cm • Circonferenza: 20,5 - 28 cm Compatibilità: Vario I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI
- Ragazzi
- Codice Erka: 025-26481
- Colore: verde
- Dimensioni: 40 x 11,6 cm
- Circonferenza: 20,5 - 28 cm Compatibilità: Vario I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

**CODICE GEF
32898****ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697