



Bracciale Erka Superb Green 2 Tubi - Adulto L - Verde per Erka Vario

Codice GEF (SKU) 32900

EAN / GTIN 4250296150743

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI • Adulti large •
Codice Erka: 025-24481 • Colore: verde • Dimensioni: 56 x 17,5 cm •
Circonferenza: 34 - 43 cm Compatibilità: Vario I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI
- Adulti large
- Codice Erka: 025-24481
- Colore: verde
- Dimensioni: 56 x 17,5 cm
- Circonferenza: 34 - 43 cm Compatibilità: Vario I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
4250296150743

CODICE GEF
32900



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697