



Misuratore Di Pressione Andon

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 32901

EAN / GTIN 8023279329018

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO ANDON - ampio schermo LCD di facile lettura, indicatore di pressione OMS - 4 gruppi x 30 volte con data e ora - media di tutti i valori di pressione misurati e salvati negli ultimi 7 giorni - rilevatore aritmia (HB) - spegnimento automatico Caratteristiche tecniche Sistema di misurazione Metodo oscillometrico Campo di misurazione Pressione 0~300 mmHg ± 3 mmHg Pulsazioni 40~180 pulsazioni/min $\pm 5\%$ Alimentazione 4 x 1,5 V batterie AAA - non incluse Dimensioni - peso 107 x 80 x h 52 mm - 170 g (senza batterie) Dimensioni LCD 66 x 58,5 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di misurazione: Metodo oscillometrico
- Campo di misurazione:
- Pressione: 0~300 mmHg ± 3 mmHg
- Pulsazioni: 40~180 pulsazioni/min $\pm 5\%$
- Alimentazione: 4 x 1,5 V batterie AAA - non incluse
- Dimensioni - peso: 107 x 80 x h 52 mm - 170 g (senza batterie)
- Dimensioni LCD: 66 x 58,5 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

8023279329018

CODICE GEF

32901



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697