



Misuratore Di Pressione Leo

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 32902

EAN / GTIN 8023279329025

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO ELETTRONICO LEO - CON SOFTWARE

Sfigmomanometro elettronico con misurazione completamente automatica della pressione e ampio display LCD a colori. Utilizzabile per adulti, bambini e neonati. - archivio dati (3 utenti) fino a 100 gruppi di dati - funzionamento automatico one-touch - funzione di allarme con la possibilità di impostare i limiti Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Intervallo di misurazione 0-39,6 kPa (0-297 mmHg) Risoluzione: 3 mmHg Accuratezza pressione statica: $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg) Gonfiaggio automatico - Sgonfiaggio: automatico progressivo Display schermo LCD a colori 2,8" interfaccia USB Alimentazione 4 batterie AA o adattatore opzionale Sicurezza dispositivo di classe II parte applicata di tipo BF Dimensioni - Peso 130x110x80 mm - 300 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Intervallo di misurazione: 0-39,6 kPa (0-297 mmHg) Risoluzione: 3 mmHg
- Accuratezza: pressione statica: $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)
- Gonfiaggio: automatico - Sgonfiaggio: automatico progressivo
- Display: schermo LCD a colori 2,8" interfaccia USB
- Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore opzionale
- Sicurezza: dispositivo di classe II parte applicata di tipo BF
- Dimensioni - Peso: 130x110x80 mm - 300 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1203020408EAN / GTIN
8023279329025CODICE GEF
32902

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697