



## Sonda SpO2 Adulti Riutilizzabile

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **32903**EAN / GTIN **6945040101024**Confezione **1**

Sonda SpO2 per sfigmomanometro elettronico LEO (cod. 32902) •  
Modello riutilizzabile • Per adulti

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II B**

CND  
**Z12030299**

EAN / GTIN  
**6945040101024**

CODICE GEF  
**32903**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697