

GEF Medica

Alimentatore Rete Dc 6V per 32908

Codice GEF (SKU) 32909

Alimentatore DC 6V opzionale per sfigmomanometro GEMINI
BLUETOOTH (cod. 32908).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentatore DC 6V opzionale per sfigmomanometro GEMINI BLUETOOTH (cod. 32908).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32909



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697