



Bracciale Pezzo Unico Bambini 2 Tubi

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32913**EAN / GTIN **8023279329131**Confezione **1**

BRACCIALI IN NYLON CON POLMONE INTEGRATO - latex free -
riutilizzabili fino a 10?000 volte - evitano contaminazioni crociate -
lavabili fino a 60 °C - morbidi sulla pelle - disinfettabili con
alcool/etanolo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C99

EAN / GTIN

8023279329131

CODICE GEF

32913

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697