



Misuratore Di Pressione Bluetooth

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 32916

EAN / GTIN 8023279329162

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO BLUETOOTH Sfigmo Bluetooth con innovativa tecnologia tubeless e design sottilissimo. Misura pressione sanguigna e frequenza cardiaca, rileva il battito cardiaco irregolare e il movimento corporeo eccessivo. - ampio schermo LCD 86x24 mm, visualizzazione blu con retroilluminazione - pratico bracciale per circonferenza del braccio di 22x42 cm (nylon all'esterno e poliestere all'interno a contatto con la pelle) - indicazione di data, ora e batteria scarica - 2 gruppi di memoria (2 utenti) Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico - funzionamento in modalità continua Campo di misurazione Pressione nominale bracciale 0~299 mmHg Pressione di misurazione SYS: 60~230 mmHg / DIA: 40~130 mmHg / Polso: 40-199 bpm Pulsanti meccanici Utente 1 - Utente 2 - Interrogazione - Accensione Alimentazione batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata 3,7V - 1000 mHA Vita della batteria 2 anni Capacità di carica fino a 300 volte Adattatore CA (incluso) ingresso 100-240V. 50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico - funzionamento in modalità continua
- Campo di misurazione: Pressione nominale bracciale 0~299 mmHg
- Pressione di misurazione: SYS: 60~230 mmHg / DIA: 40~130 mmHg / Polso: 40-199 bpm
- Pulsanti meccanici: Utente 1 - Utente 2 - Interrogazione - Accensione
- Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata 3,7V - 1000 mHA
- Vita della batteria: 2 anni
- Capacità di carica: fino a 300 volte
- Adattatore CA (incluso): ingresso 100-240V. 50-60Hz

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

8023279329162

CODICE GEF

32916



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it