



Cavo Estensione 35107, 35109 per 32902

Codice GEF (SKU) 32917

EAN / GTIN 6945040110019

Confezione 1 pz.

Cavo estensione 35107, 35109 per 32902.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6945040110019

CODICE GEF

32917



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697