



# Misuratore Di Pressione Automatico Smart

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 32918

EAN / GTIN 8023279329186

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO SMART

Sfigmomanometro compatto dalle caratteristiche innovative: - tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la pressione di gonfiaggio - indicatore di pressione OMS - rilevatore di battito cardiaco irregolare - media delle ultime 3 letture Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici Pressione bracciale 0-295 mmHg  $\pm 3$  mmHg Intervallo freq. cardiaca 40~180 battiti/min  $\pm 5\%$  della lettura Intervallo misurazione 30-280 mmHg Alimentazione 2 batterie AAA 1,5 V Dimensioni - Peso 84x64x28 mm - 110 g (senza batterie) Bracciale da polso per circonferenze da 14 a 19,5 cm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici
- Pressione bracciale: 0-295 mmHg  $\pm 3$  mmHg
- Intervallo freq. cardiaca: 40~180 battiti/min  $\pm 5\%$  della lettura
- Intervallo misurazione: 30-280 mmHg
- Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
- Dimensioni - Peso: 84x64x28 mm - 110 g (senza batterie)
- Bracciale da polso: per circonferenze da 14 a 19,5 cm

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
32918	DA POLSO SMART	8023279329186	1
32921	AUTOMATICO SMART	8023279329216	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**Z1203020501**

EAN / GTIN

**8023279329186**

CODICE GEF

**32918**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. **0573 1944697** - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)