



Misuratore di Pressione X-life da Polso

Codice GEF (SKU) 32926

Sfigmomanometri digitali automatici e precisi per misurazioni facili e rapide con funzioni innovative: - Rilevatore di battito cardiaco irregolare - Indicatore della categoria di rischio secondo l'OMS (classifica le misurazioni in 6 gradi di rischio, da ottimale a grave ipertensione) - Conformità con il protocollo dell'ESH (Società Europea d'Iipertensione) provata clinicamente - Lettura facile, ampio display - 120 memorie per 3 utilizzatori: 3 zone di 40 memorie ciascuno - Unico tasto Start/stop, retroilluminato blu - Media memorie: media automatica delle ultime 3 memorie Dimensioni: 74.5 x 74 x 30 mm Peso: 95g Dimensione LCD: 34.5 x 42 mm Dimensioni bracciale per circonferenza braccio: 13.5-19.5 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sfigmomanometri digitali automatici e precisi per misurazioni facili e rapide con funzioni innovative:
- Rilevatore di battito cardiaco irregolare
- Indicatore della categoria di rischio secondo l'OMS (classifica le misurazioni in 6 gradi di rischio, da ottimale a grave ipertensione)
- Conformità con il protocollo dell'ESH (Società Europea d'Iipertensione) provata clinicamente
- Lettura facile, ampio display
- 120 memorie per 3 utilizzatori: 3 zone di 40 memorie ciascuno
- Unico tasto Start/stop, retroilluminato blu
- Media memorie: media automatica delle ultime 3 memorie
- Dimensioni: 74.5 x 74 x 30 mm
- Peso: 95g
- Dimensione LCD: 34.5 x 42 mm
- Dimensioni bracciale per circonferenza braccio: 13.5-19.5 cm

CODICE GEF

32926



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it