



Adattatore Rete Omron per 32928, 32930-1-4

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32929**

EAN / GTIN **4015672111677**

Confezione **1**

Alimentatore AC/DC per sfigmomanometri OMRON.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12030280

EAN / GTIN

4015672111677

CODICE GEF

32929



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697