



## Bracciale Piccolo Omron 17x22cm HEM- CS24-E per M2, M3

Codice GEF (SKU) 32930

EAN / GTIN 4015672105553

Bracciale per sfigmomanometro digitale Omron • Codice Omron: HEM-CS24-E • Piccolo • Dimensioni: 17 - 22 cm • Compatibile con: M2, M3

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciale per sfigmomanometro digitale Omron
- Codice Omron: HEM-CS24-E
- Piccolo
- Dimensioni: 17 - 22 cm
- Compatibile con: M2, M3

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4015672105553

CODICE GEF

32930



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697