

GEF Medica

Bracciale Adulto Omron 22x32cm HEM- CR24 per M2, M3

Codice GEF (SKU) 32933

Bracciale per sfigmomanometro digitale Omron • Codice Omron: HEM-CR24 • Adulto easy • Dimensioni: 22 - 32 cm • Compatibile con: M2, M3

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciale per sfigmomanometro digitale Omron
- Codice Omron: HEM-CR24
- Adulto easy
- Dimensioni: 22 - 32 cm
- Compatibile con: M2, M3

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32933



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697