



# Omron Professional Hem-907

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 32936

EAN / GTIN 4015672101203

Confezione 1

Misuratore di pressione professionale progettato per uso clinico in ambienti professionali - Precisione 'Gold Standard' - Convalidato secondo protocolli internazionali: 1. Associazione per la promozione della Strumentazione Medica (AAMI) 2. Società Europea di Iperensione - Protocollo Internazionale (ESH - IP)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo: oscillometrico
- Intervallo di misurazione: pressione: 0-299 mmHg  $\pm$  3 mmHg o 2%
- Frequenza del polso: 30-199 pulsazioni/minuto  $\pm$  5 % del rilevamento
- Gonfiaggio: Gonfiaggio automatico a pompa
- Sgonfiaggio: Sgonfiaggio automatico con valvola di controllo elettromagnetica
- Rilascio dell'aria Rilascio dell'aria veloce automatico con valvola di controllo elettromagnetica
- Rilevazione della pressione: sensore di pressione semiconduttore con capacità elettrostatica
- Alimentazione: Adattatore CA (230 VCA, 50 Hz, 20 VA)
- Batteria (4,8 VCC, 6W)
- Sistema di protezione contro scosse elettriche: Classe II tipo B
- Dimensioni: 139x203x131 mm
- Peso: circa 910 g
- Conforme a: EN 1060, EN 60601-1-1 2007

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II A

CND  
Z1203020501

EAN / GTIN  
4015672101203

CODICE GEF  
32936



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697