



Bracciale Adulto Easy Omron 22-42cm Hem-rml31 per M2, M3

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32938

EAN / GTIN 4015672109049

Confezione 1

Bracciale per sfigmomanometro digitale Omron • Codice Omron: HEM-RML31 • Large easy • Dimensioni: 22 - 42 cm • Compatibile con: M2, M3

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12030285

EAN / GTIN

4015672109049

CODICE GEF

32938



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697