



Sfigmo Omron Rs4 Hem 6181 E

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 32946

EAN / GTIN 4015672111141

Confezione 1

OMRON RS4 HEM-6181-E - polso Il sensore di posizionamento LED e la guida di avvolgimento del bracciale indicano se il bracciale è posizionato correttamente. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo. Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Intervallo di misurazione Pressione 0 mmHg - 299 mmHg \pm 3 mmHg Pulsazioni 40 - 180 bpm \pm 5% lettura display Memoria (con data e ora) 60 Gonfiaggio automatico Sgonfiaggio automatico Tensione nominale 3 VCC 3,0W Alimentazione 2 batterie "AAA" 1,5 V Autonomia batteria (n. misurazioni) 300 Protezione contro scariche elettriche app. elettromedicale ad alimentazione interna (quando sono in uso le batterie) Peso (console+bracciale) senza batterie 86 g Dimensioni (mm) 93x62xh 20 Materiali bracciale nylon e poliestere Circonferenza misurabile (cm) 13,5-21,5 (polso)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Intervallo di misurazione:
- Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg \pm 3 mmHg
- Pulsazioni: 40 - 180 bpm \pm 5% lettura display
- Memoria (con data e ora): 60
- Gonfiaggio: automatico
- Sgonfiaggio: automatico
- Tensione nominale: 3 VCC 3,0W
- Alimentazione: 2 batterie "AAA" 1,5 V
- Autonomia batteria (n. misurazioni): 300
- Protezione contro scariche elettriche: app. elettromedicale ad alimentazione interna (quando sono in uso le batterie)
- Peso (console+bracciale) senza batterie: 86 g
- Dimensioni (mm): 93x62xh 20
- Materiali bracciale: nylon e poliestere
- Circonferenza misurabile (cm): 13,5-21,5 (polso)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

CODICE GEF



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT

4015672111141

32946

info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1

info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it