



Carta termica ECG 112x25 mmxm rotolo griglia arancio

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32951

EAN / GTIN 8023279329513

Confezione 1

PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore. Compatibile con i seguenti modelli di ECG:
Produttore ECG: ASPEL Modello: Ascard A4, B56, Mr. Blue, Mr. Silver 3
Topaz, grey, v.07.204, orange, red, v.07.303
Produttore ECG: DIMED
Modello: LTD418, Heartscreen 112

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo: rotolo
- Larghezza: 112 mm
- Lunghezza: 25 mm
- Fogli:
- Indicatori: no
- Griglia: arancione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I M

CND

Z1302

EAN / GTIN

8023279329513

CODICE GEF

32951

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697