



Carta Termica ECG 210x30 Mmxm - Rotolo Griglia Arancio

Codice GEF (SKU) **32967**

EAN / GTIN **8023279329674**

PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore. Compatibile con i seguenti modelli di ECG: • CONTEC - 1200 - 1201 - 1212G

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo: rotolo
- Larghezza: 210 mm
- Lunghezza: 30 m
- Fogli:
- Indicatori: no
- Griglia: arancio

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
32967		8023279329674	
32992		8023279329926	

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I M

CND

Z1302

EAN / GTIN

8023279329674

CODICE GEF

32967



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697