



Carta Termica Ecg 210X280 Mm

Dispositivo medico

Classe I M

2 varianti

Codice GEF (SKU) **32982**EAN / GTIN **8023279329827**Confezione **1**

PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore. Compatibile con i seguenti modelli di ECG:

Produttore ECG: ESAOTE BIOMEDICA Modello: P 80 Power, P 80 SIX

Produttore ECG: SCHILLER Modello: AT 2, CS 200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo: pacco
- Larghezza: 210 mm
- Lunghezza: 280 mm
- Fogli: 215
- Indicatori: si
- Griglia: arancione

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
32982	arancio	8023279329827	1
32984	arancio (32984)	8023279329841	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I M

CND

Z1302

EAN / GTIN

8023279329827

CODICE GEF

32982

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697