



# Carta Termica Ecg 210X300 Mmxm

Dispositivo medico

Classe I M

3 varianti

Codice GEF (SKU) 32985

EAN / GTIN 8023279329858

Confezione 1

PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore Compatibile con i seguenti modelli di ECG:

Produttore ECG: ESAOTE BIOMEDICA Modello: Archimed 4240, Archiwin

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo: pacco
- Larghezza: 210 mm
- Lunghezza: 300 mm
- Fogli: 200
- Indicatori: si
- Griglia: arancione

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
32985	arancio	8023279329858	1
32999	arancio (32999)	8023279329995	1
33019	arancio (33019)	8023279330199	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**Z1302**EAN / GTIN  
**8023279329858**CODICE GEF  
**32985**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)