



Carta Termica Ecg 50X30 MmXm

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32988

EAN / GTIN 8023279329889

Confezione 1

PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore Compatible with the following models of ECG:
Produttore ECG: FUKUDA ME - FUKUDA DENSHI Modello: 501A, FX121, FCP-500, OP18TE Produttore ECG: HEWLETT PACKARD Modello: 40453A, 43120

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo: rotolo
- Larghezza: 50 mm
- Lunghezza: 30 m
- Fogli:
- Indicatori: no
- Griglia: arancione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
Z1302EAN / GTIN
8023279329889CODICE GEF
32988

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697