

Carta Termica Ecg 63X30 Mmxm

Dispositivo medico

Classe I M

2 varianti

Codice GEF (SKU) 32989

EAN / GTIN 8023279329896

Confezione 1

PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore. Compatibile con i seguenti modelli di ECG: • BIOCARE - 300G - 3010 • FUKUDA ME - FUKUDA DENSHI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo: rotolo
- Larghezza: 63 mm
- Lunghezza: 30 m
- Fogli:
- Indicatori: no
- Griglia: arancione

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
32989	arancio	8023279329896	1
33025	arancio (33025)	8023279330250	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
Z1302EAN / GTIN
8023279329896CODICE GEF
32989

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697