



Carta Termica ECG 210x140 Mmxm

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **33026**EAN / GTIN **8023279330267**Confezione **1**

Compatibile con i seguenti modelli di ECG: Produttore ECG: NIHON
KOHDEN Modello: Cardio-fax GEM/1250/1950, ECG-9010/9020/9022

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo: pacco
- Larghezza: 210 mm
- Lunghezza: 140 mm
- Fogli: 215
- Indicatori: si
- Griglia: bianca

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CONFEZIONE	EAN	CONFEZIONE
33026	conf. 10 p.	8023279330267	1
33039	conf. 5 p.	8023279330397	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z1302

EAN / GTIN

8023279330267

CODICE GEF

33026

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697