



Carta termica ECG 110x30 mmxm rotolo griglia arancio

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 33045

EAN / GTIN 8023279330458

Confezione 1

Compatibile con i seguenti modelli di ECG: Produttore ECG: TRISMED
Modello: Cardipia 400, 406RS

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I M

CND
Z1302

EAN / GTIN
8023279330458

CODICE GEF
33045



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697