



Carta termica ECG 50x30 mmxm rotolo griglia arancio

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 33103

EAN / GTIN 8023279331035

Confezione 1

Compatibile con i seguenti modelli di defibrillatori ECG: • HEWLETT
PACKARD - 40457C/D, Codemaster 100, XL • PHILIPS - Heartstart XL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo: rotolo
- Larghezza: 50 mm
- Lunghezza: 30 m
- Fogli:
- Indicatori: no
- Griglia: arancione oppure rossa

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
Z1302EAN / GTIN
8023279331035CODICE GEF
33103

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697